

Thé vert EpiVerde® 222



Testé & standardisé

Thé vert : ingrédients végétaux déterminants pour la valeur

Le thé vert était déjà apprécié et utilisé dans la Chine ancienne. Contrairement au thé noir, les feuilles de thé vert ne s'oxydent pas, et c'est la raison pour laquelle tous les phytonutriments de qualité contenus dans les feuilles fraîches restent en l'état. Il faut souligner ici la présence de gallate d'épigallocatechine (EGCG), qui constitue environ un tiers de la masse sèche du thé vert, mais il est également bon de parler de la chlorophylle et des caroténoïdes.

Thé vert EpiVerde® 222 : Avec beaucoup d'EGCG en plus

Thé vert EpiVerde® 222 est un extrait de thé vert décaféiné de haute qualité (*Camellia sinensis*), qui contient de précieux polyphénols, du gallate d'épigallocatechine (EGCG) et des catéchines. La vitamine C naturelle issue de l'extrait d'amlai aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

À la différence des infusions au thé vert classiques où le taux de substances de qualité dépend de la sorte, de la zone de culture et du mode de préparation, et peut fortement varier, l'extrait utilisé ici garantit des valeurs standardisées. Autre marque de qualité, l'extrait de thé vert utilisé est testé pour vérifier qu'il ne contient pas de résidus d'aluminium.

Applications possibles :

- Pour un apport ciblé en phytonutriments de qualité

Micronutriments biodisponibles sous forme pure

- Respecte le principe de pureté des substances
- Sans colorants, sans arômes
- Sans gluten
- Sans lactose
- Hypoallergénique
- Enveloppe de la gélule végétale
- 100 % végétal
- Qualité certifiée

Biogena GmbH & Co KG
Strubergasse 24, A-5020 Salzburg, biogena.com

Part of the
Biogena Group 

Ligne d'assistance gratuite depuis l'Autriche: T +43 662 23 11 11, info@biogena.com
Ligne d'assistance depuis l'Allemagne, l'Italie et l'Internationale: T +49 8654 774 00-0,
deutschland@biogena.com, italien@biogena.com, worldwide@biogena.com
Ligne d'assistance depuis la Suisse: T +41 43 215 20 59, schweiz@biogena.com

Commandes en ligne: biogena.com



BIOGENA
WELCOME TO YOURSELF

INGRÉDIENTS par dose journalière	1 Gélule	% VNR*
Extrait de thé vert	370 mg	-
<i>dont: polyphénols</i>	362 mg	-
<i>dont: Catéchines</i>	296 mg	-
<i>dont: Gallate d'épigallocatechine</i>	222 mg	-
Extrait d'amlà	30 mg	-
<i>dont: vitamine C</i>	15 mg	19

* % DE LA QUANTITÉ DE RÉFÉRENCE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT DE L'UE 1169/2011.

INGRÉDIENTS

Extrait de feuilles de thé vert, hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de la gélule), agent de charge : cellulose en poudre, extrait d'amlà.

APPORT RECOMMANDÉ

1 gélule par jour avec un grand verre d'eau entre les repas.

REMARQUE

Complément alimentaire conformément à la directive européenne 2002/46/CE

AVIS IMPORTANT

Consommez au maximum 800 mg d'épigallocatechine gallate par jour. Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas consommer de Thé vert EpiVerde® 222. Le produit ne doit pas être pris à jeun ni le même jour que d'autres produits contenant du thé vert.

UNITÉ D'EMBALLAGE ET CONTENU

120 gélules (emballage pour 4 mois), 64 g

Complément alimentaire : Le dosage quotidien recommandé ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne sont pas un substitut pour une alimentation équilibrée et variée ainsi que pour un mode de vie sain. À conserver dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière. Protéger de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Convient aux diabétiques. Les informations présentées n'offrent aucune garantie thérapeutique et ne sont en aucun cas un appel à l'automédication. Vcaps® Plus is a trademark of Lonza or its affiliates, registered in the USA. Peut contenir des coquilles et des fautes d'impression. État : 07.04.2023



Biogena GmbH & Co KG
Strubergasse 24, A-5020 Salzburg, biogena.com

Part of the
Biogena Group 

Ligne d'assistance gratitude depuis l'Autriche: T +43 662 23 11 11, info@biogena.com
Ligne d'assistance depuis l'Allemagne, l'Italie et l'Internationale: T +49 8654 774 00-0, deutschland@biogena.com, italien@biogena.com, worldwide@biogena.com
Ligne d'assistance depuis la Suisse: T +41 43 215 20 59, schweiz@biogena.com

Commandes en ligne: biogena.com



BIOGENA
WELCOME TO YOURSELF